## <u>Lieferformen:</u>

## **Clearsplint CAD/CAM Pro Starter Kit**

je 1 Metallbasisplatte 3 Fixierklammern

1Auffüllblank (PMMA transparent)

Ø 95x20 REF 26201S

Zirkonzahn

Ø 98x20 REF 26202SFür alle gängigen Fräsmaschinenz.B. Röders, Wissner, Rübeling und Klar

Die in den Starter-Kits enthaltenen PMMA-Blanks dienen als Trägerblanks und müssen zunächst einmal ausgefräst werden, damit sie erstmalig mit Clearsplint CAD/CAM Pro befüllt werden können. Danach kann der Blank mehrmals bis zum Verschleiß wider mit Clearsplint CAD/CAM Pro, welches als Refill-Material dient, aufgefüllt werden.

Economy Kit REF 26195

320 g Pulver 240 g Monomer

**Super Economy Kit** REF 26196

960 g Pulver 720 g Monomer

Einzeln

320/960 g Pulver REF 26197/REF 26198 240/720 g Monomer REF 26199/REF 26200





Vertrieb: KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH

Geschäftsbereich TOPDENT

Mühlgraben 36, 73479 Ellwangen/Jagst

Tel: +49-79 61-91 260 Fax: +49-79 61-5 20 31 E-mail: info@kkd-topdent.de Internet: www.kkd-topdent.de In Kooperation mit:



Dentallabor Modellbau Prücklmaier